

# 琼脂搅拌机 AX-2006

中国爱鑫医疗设备有限公司

总部：天津华苑高新技术产业园区榕苑路15号，8A-701/6B-101，300384

电话：+86 (0)22 23859320

传真：+86 (0)22 23859321

E-mail: richard@tjax.com.cn

苏州办事处：苏州市高新区玉山路1号万立大楼318室，215000

电话：+86 (0)512 87650696/87650697

传真：+86 (0)512 87650695



## 用途

本产品适用于牙科技工室中融化搅拌琼脂弹性复制胶的工作，是制作带模铸造时复制铸模的必备设备。

## 描述

本机型的筒体采用不锈钢卷制，耐腐蚀性强，并对胶体成分无任何影响。该机采用高低双层加热带设计，用户根据放入的胶量自行选择单功率加热或双功率加热，溶胶加热快，使用经济。并采用电脑程序及触摸控制，操作更方便。

## 数据

电源电压：220伏/50赫兹 110伏/60赫兹

电机转速：40转/分钟

加热功率：500瓦

琼脂容量：3-5千克

外形尺寸：长37厘米/宽29厘米/高52厘米

包装尺寸：长45厘米/宽35厘米/高60厘米

整机重量：21千克

