

智能型预热炉 AX-4-10b

中国爱鑫医疗设备有限公司

总部：天津华苑高新技术产业园区榕苑路15号，8A-701/6B-101，300384

电话：+86 (0)22 23859320

传真：+86 (0)22 23859321

E-mail: richard@tjax.com.cn

苏州办事处：苏州市高新区玉山路1号万立大楼318室，215000

电话：+86 (0)512 87650696/87650697

传真：+86 (0)512 87650695



用途

本产品适用于牙科铸造室铸圈的烤制，除蜡以及坩埚的预热。

描述

本机型是本公司2008年推出的一款新型预热炉，本机除具有全电脑控制的优点以外，该产品炉内衬由陶瓷纤维制成，相对于传统耐火砖炉衬的预热炉而言，炉内升温时间从1个多小时提升到15分钟以内。本机的炉口炉门也采用轻质耐火材料。开门关门轻便，灵活，保温性能更佳。另设有排风机自动控制的输出电源，确保使用现场空气环境的清洁。

数据

电源电压：220伏/50赫兹 110伏/60赫兹

电源功率：4000瓦

额定温度：1000摄氏度

加热材质：陶瓷纤维

铸圈容量：大铸圈7个/大铸圈4个和小铸圈4个

炉膛尺寸：长30厘米/宽20厘米/高12厘米

外形尺寸：长64厘米/宽47厘米/高70厘米

包装尺寸：长72厘米/宽55厘米/高74厘米

整机重量：65千克