

激光种钉机

AX-88

中国爱鑫医疗设备有限公司

总部：天津华苑高新技术产业园区榕苑路15号，8A-701/6B-101，300384

电话：+86 (0)22 23859320

传真：+86 (0)22 23859321

E-mail: richard@tjax.com.cn

苏州办事处：苏州市高新区玉山路1号万立大楼318室，215000

电话：+86 (0)512 87650696/87650697

传真：+86 (0)512 87650695



用途

本产品适用于牙科技工室中烤瓷牙的预备，主要用于石膏模型石膏钉预制的加工。

描述

本机型具有转速高、噪音小、钻孔精度高、操作简便之优点。采用激光定位，工作台与设备主轴配合严密，保证石膏模型上加工理想预制孔的要求，加工深度由调节手轮调整，最小升降尺寸0.15毫米。本机激光定位准确，采用高硬质合金阶梯钻头，并备有电机保护器，使用寿命长久。

数据

电源电压：220伏/50赫兹 110伏/60赫兹

电源功率：150瓦

电机转速：2800转/分钟

加工深度：0-12毫米(可调)

外形尺寸：长18厘米/宽18厘米/高39厘米

包装尺寸：长25厘米/宽25厘米/高47厘米

整机重量：17千克