

# 笔式喷砂机

## AX-B5

中国爱鑫医疗设备有限公司

总部：天津华苑高新技术产业园区榕苑路15号，8A-701/6B-101，300384

电话：+86 (0)22 23859320

传真：+86 (0)22 23859321

E-mail: richard@tjax.com.cn

苏州办事处：苏州市高新区玉山路1号万立大楼318室，215000

电话：+86 (0)512 87650696/87650697

传真：+86 (0)512 87650695



### 用途

本机主要适用于牙科技工室以及工艺金属铸造结构表面的精整处理，特别适用于去除牙科铸造件（如：托牙支架、桥冠、卡环等）表面残留包埋材及氧化皮层。

### 描述

本机型AX-B3型双笔式喷砂机的更新换代产品。本机采用高硬质金属喷砂瓶，彻底保证了使用者的安全，内置废料抽屉，使用更加方便，经过重新设计の上盖，真正实现了无尘操作。

### 数据

电源电压：220伏/50赫兹 110伏/60赫兹

电源功率：<8瓦

喷嘴直径：1.2毫米/0.8毫米(可选)

工作压力：4千克/平方厘米

增选配件：技工室专用吸尘器(参见AX-SUPER800, AX-MX800)

外形尺寸：长42厘米/宽42厘米/高31厘米

包装尺寸：长51厘米/宽49厘米/高38厘米

整机重量：29千克