

技工抛光打磨机 AX-J3

中国爱鑫医疗设备有限公司

总部：天津华苑高新技术产业园区榕苑路15号，8A-701/6B-101，300384

电话：+86 (0)22 23859320

传真：+86 (0)22 23859321

E-mail: richard@tjax.com.cn

苏州办事处：苏州市高新区玉山路1号万立大楼318室，215000

电话：+86 (0)512 87650696/87650697

传真：+86 (0)512 87650695



用途

本机广泛的应用于牙科技工室中铸件的物理抛光打磨，如打磨多种金属（镍铬合金、钴铬合金和不锈钢），打磨修整塑料义齿、牙科支架及烤瓷牙。

描述

本机型噪声小、转数高、操作简便、可长时间连续工作，并具有安全防护装置及吸尘通道，吸尘通道可直接与吸尘器连接达到无尘操作。并且本打磨机可根据客户需要进行快慢双转速调节。

数据

电源电压：220伏/50赫兹 110伏/60赫兹

电源功率：750瓦

电机转速：1500/3000转/分钟(双速可选)

外接吸尘：直径4厘米

增选配件：技工室专用吸尘器(参见AX-SUPER800, AX-MX800)

外形尺寸：长57厘米/宽17厘米/高23厘米

包装尺寸：长68厘米/宽29厘米/高32厘米

整机重量：13千克