

舌侧修整机 AX-MTB

中国爱鑫医疗设备有限公司

总部：天津华苑高新技术产业园区榕苑路15号，8A-701/6B-101，300384

电话：+86 (0)22 23859320

传真：+86 (0)22 23859321

E-mail: richard@tjax.com.cn

苏州办事处：苏州市高新区玉山路1号万立大楼318室，215000

电话：+86 (0)512 87650696/87650697

传真：+86 (0)512 87650695



用途

本产品专供牙科技工使用，为石膏模型进行侧面修整所使用的专门工具。

描述

本机型搭载高品质电机，转速均匀，操作简单，皮实耐用。

数据

电源电压：220伏/50赫兹 110伏/60赫兹

电源功率：150瓦

电机转速：2800转/分钟

磨头数据：C625 M06

增选配件：技工室专用吸尘器(参见AX-SUPER800, AX-MX800)

外形尺寸：长26厘米/宽21厘米/高25厘米

包装尺寸：长32厘米/宽29厘米/高33厘米

整机重量：8.5千克