

技工吸尘器 AX-MX800

中国爱鑫医疗设备有限公司

总部：天津华苑高新技术产业园区榕苑路15号，8A-701/6B-101，300384

电话：+86 (0)22 23859320

传真：+86 (0)22 23859321

E-mail: richard@tjax.com.cn

苏州办事处：苏州市高新区玉山路1号万立大楼318室，215000

电话：+86 (0)512 87650696/87650697

传真：+86 (0)512 87650695



用途

本产品是应用于牙科技工室的真空吸尘装置，主要为各种喷砂机、抛光机、打磨机、技工桌等设备提供吸尘。

描述

本机型主要优势在于静音设计和高强吸力，吸力大小可调整，易于操作，搬运和使用，并可外接脚踏开关，使用者可以更方便的进行开关操作本机型可以连续不间断工作4个小时。

数据

电源电压：220伏/50赫兹 110伏/60赫兹

电源功率：800瓦

最大压力：26千帕

空气流量：172立方米/小时

最大真空：-16千帕

最大噪音：<60分贝

吸尘管直径：4厘米

整机尺寸：长36厘米/宽26厘米/高30厘米

包装尺寸：长41厘米/宽31厘米/高35厘米

整机重量：16千克