

# 强力喷砂机 AX-P2

中国爱鑫医疗设备有限公司

总部：天津华苑高新技术产业园区榕苑路15号，8A-701/6B-101，300384

电话：+86 (0)22 23859320

传真：+86 (0)22 23859321

E-mail: richard@tjax.com.cn

苏州办事处：苏州市高新区玉山路1号万立大楼318室，215000

电话：+86 (0)512 87650696/87650697

传真：+86 (0)512 87650695



## 用途

本机主要适用于牙科技工室以及工艺金属铸造结构表面的精整处理，特别适用于去除牙科铸造件（如：托牙支架、桥冠、卡环等）表面残留包埋材及氧化皮层。

## 描述

本机型利用气动负压虹吸原理实现砂流自动循环，设计合理，维护简单，适应性强。该机具有开阔的操作视野，强力冷光照明系统。观察窗为汽车车窗用密封材料，密封性好。

## 数据

电源电压：220伏/50赫兹 110伏/60赫兹

电源功率：20瓦

喷嘴直径：3毫米

工作压力：6千克/平方厘米

增选配件：技工室专用吸尘器(参见AX-SUPER800, AX-MX800)

外形尺寸：长33厘米/宽40厘米/高53厘米

包装尺寸：长48厘米/宽41厘米/高60厘米

整机重量：24千克

