

隐形义齿机 AX-YD

中国爱鑫医疗设备有限公司

总部：天津华苑高新技术产业园区榕苑路15号，8A-701/6B-101，300384

电话：+86 (0)22 23859320

传真：+86 (0)22 23859321

E-mail: richard@tjax.com.cn

苏州办事处：苏州市高新区玉山路1号万立大楼318室，215000

电话：+86 (0)512 87650696/87650697

传真：+86 (0)512 87650695



用途

本机是我公司生产的新一代分体式手动隐形义齿设备，是多年临床经验的结晶。

描述

本机型具有操作简单可靠，使用寿命长，故障率低，成功率高等优点。

数据

电源电压：220伏/50赫兹 110伏/60赫兹

电源功率：400瓦

加热温度：287.10摄氏度

加热时间：11分钟

热偶等级：K

外形尺寸：长55厘米/宽55厘米/高77厘米

包装尺寸：长65厘米/宽35厘米/高32厘米

整机重量：45千克