

# 技工振荡器 AX-Z2

中国爱鑫医疗设备有限公司

总部：天津华苑高新技术产业园区榕苑路15号，8A-701/6B-101，300384

电话：+86 (0)22 23859320

传真：+86 (0)22 23859321

E-mail: richard@tjax.com.cn

苏州办事处：苏州市高新区玉山路1号万立大楼318室，215000

电话：+86 (0)512 87650696/87650697

传真：+86 (0)512 87650695



## 用途

本产品是牙科技工室灌注石膏、琼脂、复制模型必备的工具，它能够消除模型中的气泡，使模型中的填料均匀、密度坚实而完美，使用更方便，是牙科技师工作不可缺少的工具。

## 描述

本机型为由弱到强、无级调幅的新型的振荡器，振动力度大小可以根据客户特殊需要定制。

## 数据

电源电压：220伏/50赫兹 110伏/60赫兹

电源功率：100瓦

最大负载：≤2千克

外形尺寸：长22厘米/宽18厘米/高10厘米

包装尺寸：长29厘米/宽26厘米/高16厘米

整机重量：5.5千克