

石膏切割锯 EM-DC1

中国爱鑫医疗设备有限公司

总部：天津华苑高新技术产业园区榕苑路15号，8A-701/6B-101，300384

电话：+86 (0)22 23859320

传真：+86 (0)22 23859321

E-mail: richard@tjax.com.cn

苏州办事处：苏州市高新区玉山路1号万立大楼318室，215000

电话：+86 (0)512 87650696/87650697

传真：+86 (0)512 87650695



用途

本机为牙科技工切割口腔石膏模型的理想设备，替代了传统的手工石膏锯。

描述

本机型具有转速高，噪音低，转速平稳，工作托盘可调角度大等特点，并采用了德国高硬度钨钢切割锯片，具有良好的工作质量。

数据

电源电压：220伏/50赫兹 110伏/60赫兹

电源功率：50瓦

电机转速：2800转/分钟

锯片尺寸：外径80毫米/内径16毫米/厚度0.25毫米

增选配件：技工室专用吸尘器(参见AX-SUPER800, AX-MX800)

外形尺寸：长47厘米/宽37厘米/高34厘米

包装尺寸：长53厘米/宽43厘米/高40厘米

整机重量：20千克